

### Description du pack Proteohydra de MCCM :

Le pack Proteohydra prévu pour 5 sessions fournit des ingrédients nutritifs qui aideront à restructurer les cellules et à réduire les rides, donnant élasticité et fermeté à la peau. La peau dévitalisée remerciera ce traitement nourrissant et profondément hydratant.

### Composition du pack :

- 5 ampoules d'acide glycolique (2 ML)
- 5 ampoules de protéoglycanes (2 ML)
- 5 masque de protéohydra (20 ml)
- 1 crème protéohydra (50 ml)

### Ce pack est recommandé pour :

- Tous types de peau
- Peaux déshydratées et dévitalisées

### Effets et résultats du traitement :

- Régénération de la peau
- Fournit la fermeté et l'élasticité à la peau
- Hydratation profonde
- Anti-âge
- Renouvellement cellulaire

### Comment appliquer le traitement Proteohydra ?

1. Nettoyer et tonifier la peau avec le lait et le tonique pour le visage MCCM.
2. Appliquez une ampoule d'acide glycolique avec des disques de coton sur le visage et le cou.
3. Appliquer l'ampoule de protéoglycanes avec un massage doux.
4. Appliquez le masque protéohydra et laissez agir 20 minutes.
5. Finaliser l'application de la crème Proteohydra et de la crème solaire MCCM 50.